

## ■ 품목명: 일회용안과용검자

■ 모델명: 제품참조

■ 허가/인증/신고번호: 수허14-480호

■ 포장단위: 제조원의 포장단위

■ 수입업자: (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ 제조자: Bausch & Lomb GmbH (독일, Im Schuhmachergewann 4, 69123 Heidelberg)

■ 제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp): 포장참조

■ 저장방법: 실온보관

■ 사용목적:

안과영역에서 눈이나 눈의 주변조직을 잡는 등에 사용하는 기구

■ 부작용 보고 관련 문의처: 080-080-4183 (한국의료기기안전정보원)

■ 사용방법:

### 가. 사용 전 준비사항

사용 전 제품의 청결 상태 및 멸균 상태를 확인한다.

### 나. 사용방법

손잡이 부분을 잡고 벌려진 끝부분으로 시술에 필요한 조직을 잡는다.

### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

일회용 의료기기로 재사용이 금지되며, 사용 후 폐기한다.

■ 사용 시 주의사항:

일회용 제품이므로 재사용이 금지되며, 사용 후 폐기한다.